


Poduszka masażer shiatsu

Model: RH-700122



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.....	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	6
7. BUDOWA.....	6
8. UŻYTKOWANIE	7
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	9
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	9
12. GWARANCJA I SERWIS	10
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	10
14. PRODUCENT	10

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta: <https://mptech.eu/qh/hoffen>

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do masażu dolnego odcinka pleców, karku, oraz ud. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku domowego oraz w samochodzie i nie może być używane w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Produkt nie jest urządzeniem medycznym.

3. DANE TECHNICZNE

Nazwa	Poduszka masażer shiatsu
Model	RH-700122
Nr partii	202110
Moc	20 W
Zasilanie	12 V = 2 A
Adapter sieciowy	Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A Wyjście: 12 V = 2 A, 24 W
Dodatkowe	2 główce z 4 punktami masującymi, gumka do zaczepienia o nagłówek, przewód zasilający do samochodu

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą korzystać z tego urządzenia ze względu na brak reakcji na przegrzanie.
- Produkt może być używany tylko z oryginalnymi akcesoriami dołączonymi do zestawu.
- Jeśli zasilacz, jego przewód lub samochodowy przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać one wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Powierzchnie urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Osoby, których skóra nie jest wrażliwa na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w domu lub mieszkaniu bądź w samochodzie. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni (tarasach, balkonach, etc.). Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia.

–OTOCZENIE–

Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiają działającego urządzenia bez nadzoru.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

–PRZECIWWSKAZANIA–

Nie stosuj urządzenia bez wcześniejszej konsultacji lekarza w następujących przypadkach: ciąża, zaburzenia krążenia krwi, żylaki, otwarte rany, stłuczenia, rozpadliny skóry, zapalenia żył, posiadasz rozrusznik serca bądź protezy stawów, stosujesz terapię lekarską.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.

	OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.
	Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić karton – papier.
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Symbol oznaczający urządzenie III klasy ochronności. W urządzeniach tej klasy ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego (długotrwale) dla danych warunków środowiskowych.
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Poduszka masująca shiatsu
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający do samochodu
- Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.*

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

7. BUDOWA



- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Pokrowiec | 5. Głowice masujące |
| 2. Gumka na zagłówek | 6. Przewód zasilający do samochodu |
| 3. Włącznik / wyłącznik | 7. Zasilacz sieciowy |
| 4. Przewód podłączeniowy | |

8. UŻYTKOWANIE

 *Zadbaj o to, aby przewód był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.*

 *Jeśli zauważysz, że pokrowiec urządzenia, zasilacz sieciowy lub jego przewód bądź przewód zasilający do samochodu są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.*

 *Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.*

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

Wyjmij urządzenie z opakowania, rozwiń przewód zasilacza sieciowego bądź przewód zasilający do samochodu i podłącz go do przewodu podłączeniowego znajdującego się z tyłu urządzenia. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieci elektrycznej lub wtyczkę samochodową do gniazda zapalniczki w samochodzie.

 *Korzystanie z urządzenia bez założonego pokrowca jest niebezpieczne i może prowadzić do urazu. Korzystaj z urządzenia wyłącznie z założonym pokrowcem.*


WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE I OBSŁUGA URZĄDZENIA

W celu włączenia urządzenia wciśnij przycisk włącznika, urządzenie uruchomi się z włączonym podświetleniem głowic masujących. Kolejne wciśnięcie tego przycisku zmieni kierunek obracania się głowic masujących, a następne wyłączy podświetlenie bez zmiany kierunku obracania się głowic. Czwarte wciśnięcie przycisku wyłączy urządzenie.

Ponadto urządzenie wyłącza się automatycznie po kwadransie pracy.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłącz je i odłącz zasilacz sieciowy bądź przewód zasilania do samochodu od źródła zasilania oraz od samego urządzenia.

MASAŻ



Pozycje masażu

1. W zależności od masowanej części ciała umieść urządzenie na oparciu wysokiego krzesła, na udach lub pod udami. W samochodzie można przymocować je do zagłówka samochodowego fotelu przy pomocy gumki znajdującej się na pokrowcu.
2. Usiądź w wyprostowanej pozycji i upewnij się, że urządzenie znajduje się w odpowiedniej pozycji.
3. Włącz urządzenie, aby rozpocząć masaż.

Wskazówki dotyczące masażu:

- Nie stosuj zbyt długiego masażu w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry niezwłocznie przerwij masaż
- Nie masuj miejsc z uszkodzoną lub podrażnioną skórą
- Nie używaj urządzenia w pobliżu oczu lub innych wrażliwych części ciała
- W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu, natychmiast przerwij masaż
- Nie stosuj urządzenia, jako pomocy w terapii lub w zastępstwie leczenia medycznego. Produkt nie jest urządzeniem medycznym.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.



Urządzenie nie wymaga konserwacji.

CZYSZCZENIE

Pokrowiec urządzenia nadaje się do prania ręcznego. Przed przystąpieniem do prania rozepnij zamek pokrowca i zdejmij go z urządzenia. Pierz go ciepłej wodzie z wykorzystaniem delikatnych detergentów (np. nieskoncentrowane płyny do mycia naczyń). Nie wybielaj, nie czyść chemicznie. Po wypraniu wywieś do swobodnego wyschnięcia, nie susz w suszarce i nie prasuj.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy wtyczka zasilacza lub jego przewód bądź przewód zasilający do samochodu nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej oraz przewodu zasilającego z urządzeniem. Sprawdź, czy gniazdo elektryczne lub gniazdo zapalniczek nie są uszkodzone – wybierz inne.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je złożone w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła

PL © 2022 HOFFEN. Wszystkie prawa zastrzeżone. Poduszka masażer shiatsu i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Nie przenoś urządzenia podczas jego użytkowania. Rób to jedynie po jego wyłączeniu i ostygnięciu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu, z wyjątkiem akcesoriów (zasilacz sieciowy, przewód zasilający do samochodu), na które obowiązuje 6 miesięcy gwarancji. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 202110

User Manual

Pillow shiatsu massager

Model: RH-700122



Table of Contents

1. INTRODUCTION	12
2. INTENDED USE	12
3. TECHNICAL DATA	12
4. PRINCIPLES OF SAFE USE	12
5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS	14
6. CONTENTS OF THE SET	15
7. CONSTRUCTION	16
8. USE	16
9. CLEANING AND MAINTENANCE	18
10. TROUBLESHOOTING	18
11. STORAGE AND TRANSPORT	19
12. WARRANTY AND SERVICE	19
13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS	19
14. MANUFACTURER	19

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product. The manual is also available in electronic form on the manufacturer's website: <https://mpotech.eu/qr/hoffen>

2. INTENDED USE

The device is designed for massaging lower back, back , neck and thighs. This device is intended for private use only in a house or car, and may not be used for commercial purposes. Any other use is improper and dangerous. The manufacturer is not liable for injuries resulting from the use of the device in a manner inconsistent with its intended use. The device is not a medical equipment.

3. TECHNICAL DATA

Name	Pillow shiatsu massager
Model	RH-700122
Lot number	202110
Power	20 W
Power supply	12 V = 2 A
Power adapter	Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A Output: 12 V = 2 A, 24 W
Additional	2 heads with 4 massaging points, a rubber band to stick to a headrest, car power cord

4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

–IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–

- This appliance may be used by children from 8 years of age and older and persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

- Children must not play with this device.
- Children must not clean or maintain the appliance without supervision.
- Children under the age of three must not use this device due to its lack of response to overheating.
- The product can only be used with accessories supplied with the device.
- If the power cable or car power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The surfaces of the unit might heat during work. People whose skin is not sensitive to heat should exercise caution when using the device.

—DO NOT RISK—

The device is designed exclusively for indoor use in a house, an apartment or a car. Not suitable for outdoor use (terraces, balconies, etc.). Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Always connect the device to a power supply that matches the data on the rating plate.

Do not switch on or use the device close to flammable materials. Do not place any flammable objects on the device - this may result in damage to the device or even fire. Do not lift or carry the device while it is switched on.

—SURROUNDINGS—

Do not use or store the device in dusty, damp or hot conditions. Keep children under 8 years of age and pets away from the unit when it is in operation, as the surfaces of the unit become very hot during operation - there is a risk of burns. The power cord may cause tripping, tipping over or other injuries. Do not leave working device unattended.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Do not expose the device to water or other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid working in an environment with high humidity - steamed kitchens, bathrooms or drops

EN © 2022 HOFFEN. All rights reserved.

Pillow shiatsu massager

of water may cause moisture to appear in the device, which may result in damage to the device and in extreme cases of electric shock. Do not use the device when your hands are wet or damp.

–QUALIFIED SERVICE–

Only qualified personnel or an authorized service centre may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

-CONTRAINDICATIONS-

Do not use the device without prior medical consultation in the following cases: pregnancy, blood circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, skin splits, phlebitis, you have a pacemaker or joint prosthesis, you are using medical therapy.

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS	
	Important information on the use of the device.
	WARNING! Please read the warnings carefully. Failure to do so may result in damage to the device and, in extreme cases, in loss of health or life.
	Symbol for cardboard (packaging material).
	The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.
	The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.
	The packaging elements should be disposed of in appropriate containers.
	Marking of the container into which the cardboard - paper should be disposed.

	Indoor use only.
	Symbol of Class III equipment. A Class III appliance is supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source, in such system the voltage cannot exceed ELV under given conditions.
 	The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

6. CONTENTS OF THE SET

Included in the set:

- Pillow shiatsu massager
- AC Power Supply
- Car power cord
- User Manual

 *If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.*

 *We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging out of reach of children.*

You print a version of the user manual with the large font size or download it from the web address below:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

7. CONSTRUCTION



- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Case | 5. Massaging heads |
| 2. Rubber band for the headrest | 6. Car power cord |
| 3. On / Off | 7. AC Power Supply |
| 4. Connection hose | |

8. USE

 *Ensure that the cable is routed so that there is no possibility of damage, cutting, pushing or pulling that could cause damage to the equipment or injury to you or anyone else.*

 *If you notice that the device cover, the mains adapter or its cable or the car power cord is damaged, do not switch the device on.*

 *Be careful not to let water get inside the device! This is an electrical appliance and water may cause a short circuit that may damage the appliance or cause electric shock.*

BEFORE USE

Remove the unit from the packaging, unwind the AC adapter cable or car power cord and connect it to the connection cable on the back of the unit. Connect the power supply plug to the mains socket or the car plug to the cigarette lighter socket in the car.

 *Using the device without the cover in place is dangerous and may lead to injury. Use the device only with the case on.*


SWITCHING ON/OFF AND DEVICE OPERATION

To switch on the device press the on/off button, the device will start with the backlighting of the massage heads on. To switch on the device press the on/off button, the device will start with the backlighting of the massage heads on. Pressing the button 4th time will switch the device off.

In addition, the device switches off automatically after 15 minutes of operation.

When you have finished using the device, switch it off and disconnect the AC adapter or car power cord from the power source and the device itself.

MASSAGE



Massage position

1. Depending on the body part being massaged, place the device on the back of a high chair, on your thighs or under your thighs. In the car, it can be attached to the headrest of the car seat using the elastic band on the case.
2. Sit in a straight position and make sure the device is positioned correctly.
3. Turn on the device to start the massage.

Tips on the massage:

- Do not massage one place at a time for too long a time, to avoid skin irritation and redness.
- In case of skin irritation stop massaging at once.
- Do not massage areas with irritated or damaged skin.
- Do not use the device around the area of eyes or other sensitive body parts.
- In case of any discomfort stop the massage at once.
- Do not use the device as a help in therapy or instead of medical treatment. The device is not a medical equipment.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING!** The device must not be submerged in water or washed under running water!

Make sure your hands are dry before cleaning the unit. The device has to cool down and be disconnected from the power supply.

 *The device requires no maintenance.*

CLEANING

The case is fit for hand wash only. Unzip the zipper and of the case and take it off from the device to wash it. Wash in warm water using delicate detergents (i.e. watered-down dishwashing liquid). Do not bleach, do not clean with chemicals. Once washed do not tumble dry and do not iron.

10. TROUBLESHOOTING

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

The device does not switch on	Check that the power supply plug or its cable or the vehicle's power supply cable is not damaged. Check if the connection between the plug and power supply, as well as the cord with the device is correct. Check whether the electrical outlet or car lighter socket are not damaged - check with another source.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting it from the power supply, cooling and cleaning its components, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, out of reach of children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. Do not move the object when in use. Do it only once it has been switched off and cooled down. Do not expose the device to high temperatures or moisture.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product is under warranty for 3 years from the date of sale of the product, except for accessories (AC power supply, car power cord) which are under warranty for 6 months. If you need to make use of a warranty claim, please contact the manufacturer's helpline or point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and best in its original packaging.

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS



mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Manufactured in China
Lot number: 202110