

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego

Nr partii: 612744



Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona [www: www.mpotech.eu](http://www.mpotech.eu)

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja techniczna	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	3
4. Użytkowanie urządzenia	3
4.1 Ładowanie akumulatora	3
4.2 Włączanie, wyłączanie i obsługa urządzenia	4
4.3 Użycie	4
5. Rozwiązywanie problemów	5
6. Konserwacja urządzenia	5
7. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu i akumulatorów	6
8. Korzystanie z instrukcji	6
9. Gwarancja i serwis	6
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	6

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do oczyszczania skóry za pomocą wody i ultradźwięków oraz tylko do prywatnego użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Produkt nie jest urządzeniem medycznym.

–BEZPIECZEŃSTWO DZIECI–

Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem (nie jest ono zabawką), ani czyścić go bez nadzoru osoby dorosłej.

–NIE RYZYKUJ–

Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie eksploatuj produktu z uszkodzonym korpusem lub akcesoriami. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania na zwierzętach. Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż oczyszczanie skóry.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE ORAZ DZIECI–

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Ładując akumulator podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go, ani nie pozostawiaj w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0°C – 45 °C / 32°F – 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania. Akumulator w urządzeniu jest niewymienny.

–PRZECIWWSKAZANIA–

Nie stosuj masażera bez uzyskania zgody lekarza w następujących przypadkach: ciąża, karmienie piersią, choroba nowotworowa, obecność metalowych implantów w obszarach użytkowania urządzenia, stany gorączkowe, choroby skóry, epilepsja, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, ropne zapalenie skóry, terapia przeciwtrądzikowa retinoidami.

Jeśli podczas użytkowania urządzenia występuje ból albo dyskomfort niezwłocznie przerwij jego działanie.

2. Specyfikacja techniczna

2.1 Dane techniczne

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego	
Model	BE-100224
Moc	1,5 W
Zasilanie	5 V – 500 mA
Akumulator	Li-ion 3,7 V – 250 mAh, 0,93 Wh
Dodatkowe	przewód USB typu C

2.2 Zawartość opakowania


- Urządzenie do peelingu kawitacyjnego
- Przewód USB typu C
- Instrukcja obsługi

! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

! Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:
<https://mptech.eu/qr/huslog>

3. Budowa urządzenia



4. Użytkowanie urządzenia

4.1 Ładowanie akumulatora

! Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.

! Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora sygnalizowany wyświetleniem krótki podwójnym sygnałem dźwiękowym i wyłączeniem urządzenia.

! Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk USB typu C dołączonego przewodu do złącza USB typu C w urządzeniu. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. gniazda w komputerze, powerbanku itp., które na wyjściu gwarantują zasilanie 5 V – 500 mA lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania diody trybów pracy zaświecą się i gasną kolejno od dołu.

Gdy ładowanie się zakończy wszystkie diody trybów pracy świecą się światłem ciągłym. Po ukończonym ładowaniu odłącz przewód USB od urządzenia oraz źródła zasilania. W trakcie ładowania akumulatora korzystanie z urządzenia jest niemożliwe.

4.2 Włączanie, wyłączanie i obsługa urządzenia

Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk ON/OFF żeby włączyć urządzenie. Włączenie urządzenia zostanie zasygnalizowane krótkim, pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz zaświeceniem się wszystkich diod trybów pracy. Dalsze krótkie wciskanie przycisku ON/OFF będzie przełączać między trzema trybami pracy urządzenia:

- **Ultrasonic** – peeling kawitacyjny
- **EMS** – elektroniczna stymulacja mięśni
- **Nutrition** – wprowadzanie składników odżywczych w głąb skóry

Żeby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk ON/OFF. Ponadto produkt wyłącza się automatycznie po około 5 minutach od włączenia. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane krótkim, pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

4.3 Użycie

⚠ *Unikaj zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu. Może to doprowadzić do podrażnienia skóry.*

⚠ *Nie używaj urządzenia w miejscu uszkodzonej lub podrażnionej skóry.*

⚠ *Urządzenie można stosować na twarzy, szyi i dekolcie.*


⚠ *Podczas użytkowania zawsze trzymaj urządzenie tak aby dotykać bocznych jego listew. Nie należy trzymać urządzenia wyłącznie za sam korpus.*

Kawitacja – zjawisko fizyczne polegające na przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową. W przypadku niniejszego produktu zjawisko kawitacji zachodzi podczas zastosowania fal ultradźwiękowych na wilgotnej skórze. Powstają wówczas mikroskopijne gazowe pęcherzyki, które pękając, powodują odrywanie się wierzchnich warstw naskórka razem z zanieczyszczeniami oraz nadmiarem łoju odstawiając młodszą warstwę skóry. Peeling kawitacyjny przy przestrzeganiu przeciwwskazań (rozdział 1. *Bezpieczeństwo użytkowania*) jest zupełnie bezbolesny i bezpieczny.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia oczyść skórę twarzy, szyi, dekoltu. Zdejmij biżuterię. Aby włosy nie opadały na twarz, zabezpiecz je np. opaską. Można także wykonać kilkuminutową parówkę lub zastosować okład ciepłym ręcznikiem – pozwoli to na otwarcie porów skóry.

PEELING KAWITACYJNY (ULTRASONIC)


Zwilż skórę ciepłą wodą lub płynem do oczyszczania twarzy w miejscu przyłożenia szpatułki urządzenia. Przesuwaj szpatułkę w kierunku przeciwnym do ułożenia porów, tak jak pokazuje to poniższa ilustracja.




Oczyszczając nos – oba boki i grzbiet – przesuwaj szpatułkę wzdłuż skóry do góry. Od żuchwy do kości policzkowej oraz na policzkach do góry. Na brodzie, nad ustami, na czole, na szyi oraz dekolcie również do góry. Po skończeniu peelingu przemyj skórę czystą wodą lub tonikiem. Później można nałożyć na skórę krem nawilżający.

ELEKTRONICZNA STYMULACJA MIĘŚNI (EMS)

Zwilż skórę solą fizjologiczną lub tonikiem. W tym trybie pracy emisja szybkich i delikatnych impulsów elektrycznych pozwala nadać skórze elastyczności. Wzmacnia również mięśnie twarzy i przywraca im sprężystość. Podczas stosowania urządzenia w tym trybie poruszaj szpatułką w kierunku zgodnym z ułożeniem porów, tak jak pokazuje to poniższa ilustracja.

**WPROWADZANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W GŁĘB SKÓRY (NUTRITION)**

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia nałóż na skórę witaminowe ampułki, serum lub krem stosowny do tego rodzaju zabiegów. Przyłóż szpatułkę do skóry i przemieszczaj ją w kierunku zgodnym z ułożeniem porów, tak jak pokazuje to poniższa ilustracja.



! Skóra w miejscu, po którym aktualnie przesuwana jest szpatulka musi być zawsze zwilżona zgodnie z instrukcją dla danego trybu pracy. Nigdy nie używaj urządzenia na suchej skórze.

W trakcie stosowania urządzenia nie dociskaj szpatułki zbyt mocno do skóry i staraj się utrzymywać je nachylone pod kątem około 45 stopni do powierzchni skóry. Przesuwaj szpatułkę wzdłuż skóry wolnym tempem i nie zatrzymuj jej w jednym miejscu zbyt długo. Częstotliwość czynności związanych ze stosowaniem urządzenia jest uwarunkowana indywidualnymi potrzebami skóry. Zalecamy w tej sprawie wcześniejszą konsultację ze specjalistą. Jednak nie należy używać urządzenia wielokrotnie w trakcie jednego dnia. Szpatułkę należy dezynfekować zawsze przed i po użyciu.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Sprawdź, czy przewody, wtyczki i gniazda zasilające urządzenie nie są uszkodzone.
Po włączeniu szpatulka nie drga	Upewnij się, czy nie dociskasz szpatułki do skóry zbyt mocno. Być może doszło do uszkodzenia urządzenia. Skontaktuj się z serwisem producenta.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Czyszczenie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- **OSTRZEŻENIE!** Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Dezynfekcji dokonuj za pomocą dowolnego preparatu do dezynfekcji lub wodą utlenioną.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone oraz nie jest ładowane.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym, ani materiałów ściernych.
- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym miejscu z dala od zasięgu dzieci, źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektrycznych oraz elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający fakturę falistą (mat. opakowania).



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wytlóczkę – plastik/metal.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.

7. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu i akumulatorów



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu, z wyjątkiem akcesoriów (przewód USB), na które obowiązuje 6 miesięcy gwarancji. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej

User Manual

Device for cavitation peeling

Lot number: 612744

**Equipment delivery location:**

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Manufactured in China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Website: www.mpotech.eu

Table of Contents

1. Safety of use.....	8
2. Technical Specification.....	8
2.1 Technical data.....	8
2.2 Package content	9
3. Device construction	9
4. The use of the equipment	9
4.1 Charging the battery.....	9
4.2 Turning the device on, off and operating it	9
4.3 Use	10
5. Troubleshooting	11
6. Cleaning of the device.....	11
7. Correct disposal of used equipment and battery	12
8. The use of the manual	12
9. Warranty and service	12
10. Declaration of conformity with European Union Directives	12

1. Safety of use

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

–INTENDED USE–

The device is intended for facial skin cleansing using water and ultrasounds and only and for private indoor domestic use only and must not be used for commercial purposes. Any other use is improper and dangerous. The manufacturer is not liable for injuries resulting from the use of the device in a manner inconsistent with its intended use. The device is not a medical equipment.

–CHILDREN SAFETY–

Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Cables and plastic packaging may wrap around the child's neck or be swallowed, resulting in suffocation or choking.

Children must not play with this device (it is not a toy), or clean it without an adult supervision.

–DO NOT RISK–

Do not use the device near flammable fabrics. Do not use the product with a damaged body or accessories. The product is not intended for use on animals. Do not use the device for purposes other than cleaning the skin.

–QUALIFIED SERVICE–

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–

This appliance may be used by children from 8 years of age and older and persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

–SURROUNDINGS–

The device should not be used in dusty conditions. While charging the battery make sure it cannot be damaged or endanger people or animals. Do not expose the device to sunlight and do not use it or leave it in close proximity to heat-generating devices (heaters, radiators etc.). Plastic parts may deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down completely.

–BATTERY–

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (0°C – 45 °C / 32°F – 113°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore do not charge longer than necessary. The battery in the device is not replaceable.

–CONTRAINDICATIONS–

Do not use the massager without a doctor's approval in the following cases: pregnancy, breastfeeding, cancer, presence of metal bone implants in the areas where the device is used, fever, skin diseases, epilepsy, hypertension, heart failure, purulent dermatitis, anti-acne therapy with retinoids.

If you experience pain or discomfort while using the device, stop immediately.

2. Technical Specification

2.1 Technical data

Device for cavitation peeling	
Model	BE-100224
Power	1.5 W
Power supply	5 V – 500 mA
Battery	Li-ion 3,7 V – 250 mAh, 0,93 Wh
Additional	USB type C cable

2.2 Package content

- Device for cavitation peeling
- USB type C cable
- User Manual


! If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

! We advise to keep the container in case of any complaints.

You print a version of the user manual with the large font size or download it from the web address below:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

3. Device construction



4. The use of the equipment

4.1 Charging the battery

! The battery should be fully charged before the first use of product. Several charging and discharging cycles may be necessary to achieve full battery capacity.

! Avoid excessive battery discharge. This can damage the battery or shorten its service life.

! A low battery is indicated by a short double beep and the device is switched off.

! The device can heat up during charging. It is a regular occurrence and should not affect the stability or performance of the device. Do not leave the device to be charged unattended as this may result in fire, damage to the device or its surroundings etc.

To charge your device, connect the USB type C plug of the supplied cable to the USB_C on your device. Connect the other end of the cable to a powered USB adapter or, for example, a socket on your computer, a powerbank, etc., whose output guarantees a power supply of 5 V – 500 mA or higher. When charging starts, the mode LEDs light up and turn off sequentially from the bottom.

When charging is complete all mode LEDs illuminate continuously. Once charged disconnect USB from the device and from the power source.

It is not possible to use the device while the battery is charging.

4.2 Turning the device on, off and operating it

Press and hold the ON/OFF button for approx. 2 seconds to switch the device on or off. Switching on the device will be signalled by a short single beep and all mode LEDs will light up. Further short presses on the ON/OFF button will switch between the three operating modes of the unit:

- **Ultrasonic** - cavitation peeling
- **EMS** - electronic muscle stimulation
- **Nutrition** - the introduction of nutrients deep into the skin

To switch the device off, press and hold the ON/OFF button for approx. 2 seconds. In addition, the product switches off automatically approximately 5 minutes after switching on. Switching off will be signalled by a short single beep.

4.3 Use

 *Avoid using the device for too long and intensively in one place. It can cause skin irritation.*

 *Do not use the device on an irritated or damaged skin.*

 *The device can be used with face, neck and neckline/cleavage.*


 *When using the appliance, always hold it so that it touches the side rails. Do not hold the unit by the body alone.*

Cavitation - a physical phenomenon involving a phase change from a liquid phase to a gas phase. In the case of this product, the cavitation phenomenon occurs when ultrasonic waves are applied to damp skin. This produces microscopic gas bubbles which, when they burst, cause the top layers of the epidermis to peel away along with impurities and excess sebum, revealing a younger layer of skin. Cavitation peeling, when following contraindications (chapter 1. Safety of use), is completely painless and safe.

Clean the skin on your face, neck and neckline before using the device. Remove jewellery. To prevent your hair from falling into your face, secure it with i.e. headband. You can also make a steam for a few minutes or apply a compress with a warm towel - this slowly opens the pores of the skin.

CAVITATION PEELING (ULTRASONIC)


Moisten the skin with warm water or facial cleanser where the spatula of the device is applied. Move the spatula in the direction opposite to the pore alignment, as shown in the illustration below.



While cleansing the nose - both sides and back - move the spatula along the skin upwards. From the jaw to the cheekbone and on the cheeks upwards. On the chin, above the mouth, on the forehead, on the neck and the neckline also upwards. When you have finished exfoliating, wash your skin with clean water or toner. Afterwards, a moisturising cream can be applied to the skin.


ELECTRONIC MUSCLE STIMULATION (EMS)

Moisten your skin with saline or tonic. In this mode of operation, the emission of quick and gentle electrical impulses helps to give the skin elasticity. It also strengthens facial muscles and restores their elasticity. When using the device in this mode, move the spatula according to the direction of the pores, as shown in the illustration below.



NUTRIENTS DEEP INTO THE SKIN (NUTRITION)

Before using the device, apply a vitamin ampoule, serum or cream suitable for this type of treatment. Place the spatula against the skin and move it according to the orientation of the pores, as shown in the illustration below.



 **The skin in the area where the spatula is currently being moved must always be moistened according to the instructions for the mode of operation. Never use the device on dry skin.**

When using the device, do not press the spatula too hard against the skin. Try to keep it tilted at an angle of about 45 degrees to the skin surface. Move the spatula along the skin at a slow pace and do not keep it in one place for too long.

The frequency of application of the device is determined by the individual needs of the skin. We recommend prior consultation with a specialist in this matter. However, the device should not be used several times in one day. Always disinfect the spatula before and after use.

5. Troubleshooting

If you have problems with the unit, please refer to the following tips.

The device does not switch on	Check that the battery is charged. Check that the cables, plugs and sockets supplying power to the unit are not damaged.
After switching on, the spatula does not vibrate	Check that you are not pressing the spatula against the skin too hard. Perhaps there has been a damage to the device. Contact the manufacturer's service department.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

6. Cleaning of the device

To extend the service life of the device:

- **WARNING!** The device must not be submerged in water or washed under running water!
- Clean the device after each use.
- Disinfect with any disinfectant or with hydrogen peroxide.
- Before cleaning, make sure that the device is switched off and is not being charged.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids, alkalis or abrasives.
- Store the device and its accessories in a dry place away from the reach of children, sources of heat and moisture.
- Avoid very high temperatures, for it can shorten the life of electric and electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for corrugated cardboard (packaging material).



The packaging elements should be disposed of in appropriate containers.



Marking of the container into which the stamping should be thrown - plastic/metal.



The marking of the container into which the box - paper should be discarded.

7. Correct disposal of used equipment and battery



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of battery and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

8. The use of the manual

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

9. Warranty and service

The product is under warranty for 2 years from the date of sale of the product, except for accessories (USB cable) which are under warranty for 6 months. If you need to make use of a warranty claim, please contact the manufacturer's helpline or point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and best in its original packaging.

10. Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so-called 'New Approach' of Directive of the European Union.